

THE LINDE GROUP

Linde



Knowing when it's time to change. LIV[®] IQ.

De toonaangevende gascilinder met digitale weergave van de flow en tijdsduur. Toont onmiddellijk de resterende tijdsduur tot op de minuut.

Linde: Living healthcare

Mobiele zuurstoftherapie. Voor uw gemoedsrust.

Met de LIV® IQ, de intelligente gascilinder van Linde Healthcare, eindigt het raden van de cilinderinhoud en brengt Linde mobiele zuurstoftherapie naar een digitaal tijdperk.

Groot en duidelijk digitaal beeldscherm voor uw eigen geruststelling.

- Toont de resterende tijdsduur.
- Geeft de geselecteerde flow weer.
- Geeft duidelijk aan wanneer het inhoudsniveau de kritieke zone bereikt.

Audiovisuele alarmen voor verbeterde patiëntveiligheid.

- Verschijnen wanneer gasflow geblokkeerd is.
- Geven kritische omgevingsomstandigheden aan (bijvoorbeeld te hoge of te lage temperatuur).
- Hoorbaar alarm kan onderdrukt worden met de mute-knop.

Efficiënt en kosteneffectief gebruik van de cilinderinhoud.

- Optimaal gebruik van de cilinderinhoud.
- Minder cilinderwisselingen nodig.

Ook bij LIV IQ bieden wij u dezelfde betrouwbaarheid en kwalitatieve ondersteuning zoals u die gewend bent.

Met de LIV IQ weet u altijd wanneer u de cilinder dient te vervangen. De digitale weergave van de flow en tijdsduur geven belangrijke informatie weer en geven duidelijk aan wanneer het inhoudsniveau de kritieke zone bereikt heeft. Zodoende kunt u zich op de patiënt concentreren en hoeft u niet langer uw tijd te spenderen aan het bewaken van de cilinderinhoud.

LIV IQ – Simply clever.



LIV[®] IQ



Linde Healthcare Benelux

Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875

info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Voor België: Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen

Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828

info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be

LIV[®] IQ is a registered trademark of The Linde Group.