

## EverFlo. Stationaire zuurstofconcentrator.



**Stationaire concentrator** De EverFlo is een compacte, geluidsarme zuurstofconcentrator.

### Voordelen

- Compact en modern ontwerp.
- Betrouwbare zuurstoflevering.
- Continue flow 0,5 tot 5 liter per minuut.
- Geen filtervervangning nodig door patiënt.
- Eenvoudig aan te sluiten bevochtiger.
- Stil (< 43 dba).
- Tot 15 meter zuurstofslang.
- Lichtgewicht (14 kg).
- Gemakkelijk transporteerbaar dankzij het handvat.

**Technische specificaties**

Gewicht	14 kg
Afmetingen (L x B x H)	38 cm x 24 cm x 58 cm
Flowsettings	0,5 - 5 l/minuut
Zuurstofconcentratie	93% ± 3%
Geluidsniveau	< 43 dba
Gemiddeld stroomverbruik	295W
Alarmindicator	Optisch en akoestisch
Fabrikant	Respironics

**Standaardpakket**

- EverFlo, stationaire zuurstofconcentrator
- Gebruikershandleiding

**Optioneel**

- Standaard neusbriil

**Linde Healthcare Benelux**

Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31.40.2825858, Fax +31.40.2816875, info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Voor België: Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen

Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828, info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be