



Cilinderhouder Voor een praktische opslag



Beschrijving

De cilinderhouder van Linde is ontworpen voor een praktische opslag van individuele cilinders in verschillende volumes. Cilinders kunnen eenvoudig en snel met één hand worden vast- en losgemaakt.

De cilinderhouder helpt bij het voorraadbeheer van kleine cilinders wanneer deze op strategische opslaglocaties in het ziekenhuis worden geplaatst.

Hij vergroot ook het gemak voor zorgprofessionals doordat de cilinders op de plaats van gebruik gemakkelijk voorhanden zijn.

Kenmerken en voordelen

- De cilinder wordt stevig op zijn plaats gehouden
- De vloer is vrij van cilinders waardoor er gemakkelijk schoongemaakt kan worden.
- De cilinder is simpel met één hand vast te maken.
- Permanente bevestiging aan de muur.
- Geschikt voor 2 liter en 5 liter cilinders met een diameter <140 mm.
- Gegoten basis voor cilinders met een platte- en ronde onderkant.
- Mogelijkheid om cilinder aantallen te beheren die in een ruimte zijn opgeslagen.
- Ruimten met volle en lege cilinders kunnen duidelijk en blijvend worden geïdentificeerd
- Minder blokkades en gevaarlijke situaties in deuropeningen.

Markeringen

Cilinder opslagruimten dienen altijd voorzien te zijn van de correcte markeringen. Linde kan bordjes leveren waarmee uw locatie voldoet aan de meest recente wetgeving en richtlijnen voor een optimale situatie.

Specificaties

Aanbevolen hoogte van de vloer tot de onderkant van de cilinderhouder: 200 mm.
N.B.: Het pakket bevat alle onderdelen voor de houder.

Belangrijke informatie

- Er moeten bevestigingsmiddelen worden gebruikt die geschikt zijn voor het wandoppervlak.
- De houder is ontworpen voor permanente bevestiging.
- Om de cilinder makkelijk te kunnen vast- en losmaken dient de basis op de juiste hoogte bevestigd te worden.
- Om de klem te kunnen openen, dient er voldoende ruimte aan de zijkanten van de houder te zijn.
- Instructies/handleidingen voor bevestiging zijn inbegrepen.

Aanpasbare opstelling voor verschillende cilindervolumes



Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ, Postbus 325, 5600 AH Eindhoven, Nederland
Tel. 040 282 58 25, benelux@linde.com, www.linde-healthcare.nl