



Ambulox[®]. Medicinaal vloeibaar zuurstofstelsysteem.



Vloeibaar zuurstofstelsysteem

Het Ambulox systeem bestaat uit een 41 liter moedervat plus Ambulox of Stroller draagset. Deze draagsets bieden een lichtgewicht zuurstoftherapie aan patiënten die continu flow zuurstof nodig hebben.

Voordelen

- Verhoogde mobiliteit: gemiddelde gebruiksduur bij continu flow-instelling van 2 l/minuut circa 7,7 uur.
- Draagset: lichtgewicht ontwerp.
- 11 Flowinstellingen van 0,25 tot 6 l/minuut.

Technische specificaties**Moedervat**

Inhoud	41 liter
Gasvormige equivalente capaciteit	33500 l
Gewicht vat (leeg)	27 kg
Gewicht vat (vol)	72 kg
Hoogte vat	978 mm
Diameter vat	361 mm
Flowsettings	uit - 0,25 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 lpm
Verdampingsgraad	0,9 kg/dag

Draagsets

Onderstaande draagsets zijn compatibel met het Ambulox 41L moedervat:

Type	C1000 Ambulox draagset
Gasvormige equivalente capaciteit	1058 l
Afgifte zuurstof	continu
Gewicht (leeg)	2,3 kg
Gewicht (vol)	3,7 kg
Hoogte	351 mm
Vloeistofniveau meter	gewicht schaal systeem
Flowsettings	uit - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 lpm
Gebruiksdur (2 lpm)	7,7 uur
Fabrikant	Chart

Type	Stroller draagset
Gasvormige equivalente capaciteit	1026 l
Afgifte zuurstof	continu
Gewicht (leeg)	2,27kg
Gewicht (vol)	3,63 kg
Hoogte	343 mm
Vloeistofniveau meter	electronisch
Flowsettings	uit - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 lpm
Gebruiksdur (2 lpm)	8 uur
Fabrikant	Chart

Standaardpakket*

- Ambulox 41L moedervat
- C1000 Ambulox of Stroller draagset



Stroller draagset



Ambulox 41L moedervat en C1000 draagset

*De gebruiksaanwijzing is te downloaden via onze [website](#).

Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31.40.2825858, benelux@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Het Linde logo en het Linde woord zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Linde plc of haar geaffilieerde ondernemingen.
Copyright © 2022. Linde plc.