



HELiOS. Medicinaal vloeibaar zuurstofsysteem.



Vloeibaar zuurstofsysteem

Het HELiOS systeem bestaat uit een 46 liter moedervat plus een draagset HELiOS Marathon (H850). Met deze draagset kan zowel continu flow als pulsafgifte toegediend worden.

Voordelen

- HELiOS Marathon (H850) draagset biedt de mogelijkheid tot extra bewegingsvrijheid: gemiddelde gebruiksduur bij pulsafgifte instelling van 2 l/minuut is circa 22 uur.
- Draagset: lichtgewicht ontwerp.
- Hoge flexibiliteit door zowel continu flow als pulsafgifte-instellingen.
- Hoog bedieningscomfort.

Technische specificaties**Moedervat**

Inhoud	46 liter	
Gasvormige equivalente capaciteit	37916 l	
Gewicht vat (leeg)	27 kg	
Gewicht vat (vol)	77 kg	
Hoogte vat	952 mm	
Diameter vat	391 mm	
Flowsettings	uit - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 lpm	
Verdampingsgraad	0,54 kg/dag	

Draagset

Type draagsets	HELiOS Marathon (H850)	
Gasvormige equivalente capaciteit	685 l	
Gewicht draagset (leeg)	1,6 kg	
Gewicht draagset (vol)	2,5 kg	
Hoogte draagset	381 mm	
Afgifte zuurstof	Continu flow & pulsafgifte	
Flowsettings		
Continu flow	uit - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	
Pulsafgifte	uit - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4	
Gemiddelde duur draagset (2 lpm pulsafgifte-instelling)	22 uur	
Fabrikant	Chart	

Standaardpakket

- HELiOS moedervat
- HELiOS draagset
- Gebruikershandleiding



De gebruiksaanwijzing is te downloaden via onze [website](#).

Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31.40.2825825, benelux@linde.com, www.linde-healthcare.nl