



ICOMIX® en ICOMAS®. Longfunctiegassen als geregistreerd geneesmiddel.



Geregistreerd geneesmiddel

Samen met zorgverleners en de regelgevende autoriteiten wil Linde Healthcare werken aan de bevordering van veilig gebruik van haar medicinale gassen met als doel de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dit om de veiligheid van de patiënt te waarborgen en de productie, de verpakking, het transport en de opslag, alsook de training en informatievoorziening, te reguleren.

Linde Healthcare heeft derhalve de goedkeuring als geneesmiddel voor twee longfunctiegassen aangevraagd en verkregen.

De longfunctiegassen, ICOMIX® en ICOMAS® zijn in Nederland geregistreerd als een geneesmiddel onder RVG nummers: RVG 121889 en RVG 121872. Deze kunnen worden gebruikt tijdens diagnostisch longfunctie-onderzoek.

Voor u als zorgverlener betekent dit:

- Duidelijke therapeutische instructies aangaande de toepassing en de werking.
- Directe herkenbaarheid als geneesmiddel.



Productspecificaties ICOMIX®



Samenstelling	0,28% Koolmonoxide (CO) 9,3% Helium (He) 20,9% Zuurstof (O ₂) in Stikstof (N ₂) q.s.
Inhoud in waterliters	10L
Aantal bar	150 bar
Aansluiting	PISS (Pin Index Safety System)
SDS-nummer	000010022618 (veiligheidsinformatieblad)

Productspecificaties ICOMAS®



Samenstelling	0,3% Koolmonoxide (CO) 0,3% Acetyleen (C ₂ H ₂) 0,3% Methaan (CH ₄) 20,9% Zuurstof (O ₂) in Stikstof (N ₂) q.s.
Inhoud in waterliters	10L
Aantal bar	150 bar
Aansluiting	LU4 draad
SDS-nummer	000010024356 (veiligheidsinformatieblad)

Contactinformatie

Wilt u meer informatie over ICOMIX en ICOMAS? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Service Center via 040 – 2825825 of via uw vaste contactpersoon bij Linde Healthcare. Zij helpen u graag verder!

Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ, Postbus 325, 5600 AH Eindhoven, Nederland

Tel. +31 40 282 58 25, Fax +31 40 281 68 75, info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl