



Inogen One® G5. Mobiele concentrator.



Mobiele concentrator

De Inogen One® G5 is een lichtgewicht, draagbare zuurstofconcentrator die zorgt voor meer mobiliteit in het dagelijks leven en tijdens het reizen.

Voordelen

- Licht: de Inogen One® G5 is met zijn 2,6 kg extreem licht en compact voor optimale bewegingsvrijheid.
- Gebruiksmogelijkheden: zowel stationair als draagbaar (bijv. op reis).
- Optimale zuurstoftoediening: de Inogen One® G5 detecteert het begin van de inademing en levert precies op het moment van inademing een hoeveelheid zuurstof.
- Eenvoudig in gebruik: overzichtelijk bedieningspaneel met een hoog gebruiksgemak.
- Extra bewegingsvrijheid: tot 13 uur met dubbele batterij.
- Geschikt voor gebruik tijdens de slaap.

Technische specificaties

Gewicht concentrator	2,6 kg (inclusief dubbele batterij)
Afmetingen (L x B x H)	18,26 cm x 8,28 cm x 22,94 cm
Flowinstelling	Pulsafgifte
Geluid	Minder dan 38 dba op instelling 2
Opwarmtijd	Max. 2 minuten
Zuurstofgehalte	90% - 3% / + 6% bij alle instellingen
Pulsinstellingen	6 instellingen: 1-6
Triggergevoeligheid	-0,12 cm H ₂ O
Batterijduur	Bij pulsinstelling 2: tot 10h22 uur met dubbele batterij
Oplaadtijd batterij	Tot 3h48 in standby modus met dubbele batterij
Gemiddeld stroomverbruik concentrator (zonder accu & via wisselstroom)	50W (220V)
Gemiddeld stroomverbruik opladen (met accu & via wisselstroom)	100W (220V)
Fabrikant	Inogen

- Standaardpakket**
- Inogen One® G5 concentrator
 - Draagtas
 - Dubbele batterij
 - Wisselstroomadapter
 - Gelijkstroomadapter (autolader)
 - Gebruikershandleiding

- Optioneel**
- Externe batterijlader
 - Een extra dubbele batterij
 - Deeltjesfilter (per 2 stuks)



Linde Healthcare Benelux
 De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven
 Tel. +31 (0)40 282 5825, benelux@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Inogen One® G5
 Linde is een bedrijfsnaam die wordt gebruikt door Linde plc en haar geaffilieerde ondernemingen.
 Het Linde logo en het Linde woord zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Linde plc of haar geaffilieerde ondernemingen. Copyright © 2022. Linde plc.