

Inogen One® G3 High Flow. Mobiele concentrator.



Mobiele concentrator

De Inogen One® G3 High Flow is een lichtgewicht, draagbare zuurstofconcentrator die zorgt voor meer mobiliteit in het dagelijks leven en tijdens het reizen.

Voordelen

- Licht: de Inogen One® G3 High Flow is met zijn 2,2 kg extreem licht en compact voor optimale bewegingsvrijheid.
- Gebruiksmogelijkheden: zowel stationair als draagbaar (bijv. op reis).
- Optimale zuurstoftoediening: de Inogen One® G3 High Flow detecteert het begin van de inademing en levert precies op het moment van inademing een hoeveelheid zuurstof.
- Eenvoudig in gebruik: overzichtelijk bedieningspaneel met een hoog gebruiksgemak.
- Extra bewegingsvrijheid: tot 9 uur met dubbele batterij (optioneel).
- Geschikt voor gebruik tijdens de slaap.

Technische specificaties

Gewicht concentrator	2,2 kg (inclusief enkele batterij)
Gewicht concentrator	2,7 kg (inclusief dubbele batterij)
Gewicht enkele batterij	0,6 kg
Gewicht dubbele batterij	1,1 kg
Afmetingen (L x B x H)	22,2 cm x 7,6 cm x 18,4 cm
Flowinstelling	Pulsafgifte
Geluid	Minder dan 39 dba op instelling 2
Opwarmtijd	Max. 2 minuten
Zuurstofgehalte	90% - 3%/+ 6% bij alle instellingen
Pulsinstellingen	5 instellingen: 1-5
Triggergevoeligheid	-0,12 cm H ₂ O
Batterijduur	Bij pulsinstelling 2: tot 4 uur met enkele batterij Bij pulsinstelling 2: tot 8 uur met dubbele batterij (optioneel)
Oplaadtijd batterij	Tot 4 uur met enkele batterij Tot 8 uur met dubbele batterij
Gemiddeld stroomverbruik concentrator (zonder accu & via wisselstroom)	50W (220V)
Gemiddeld stroomverbruik opladen (met accu & via wisselstroom)	100W (220V)
Fabrikant	Inogen

Standaardpakket → Inogen One® G3 High Flow concentrator

- Draagtas
- Enkele of dubbele batterij
- Wisselstroomadapter
- Gelijkstroomadapter (autolader)
- Gebruikershandleiding

Optioneel

- Externe batterijlader
- Een extra enkele of dubbele batterij
- Neusbril Salter 1600Q
- Uitlaatfilter vervangkit (inclusief twee uitlaatfilters)
- Deeltjesfilter (per 2 stuks)

**Linde Healthcare Benelux**

Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31.40.2825858, Fax +31.40.2816875, info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Voor België: Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen

Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828, info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be