

NewLife® Intensity 10 L. Stationaire hoge flow concentrator.



Stationaire concentrator De NewLife® Intensity is een hoge flow concentrator die tot 10 L/min zuurstofflow afgeeft.

- Voordelen**
- Eenvoudig in gebruik.
 - Voorzien van zuurstofmonitor die de geleverde zuurstofconcentratie permanent controleert.
 - Eenvoudig aan te sluiten bevochtiging.
 - Onderhoudsvriendelijk.

Technische specificaties

Gewicht concentrator	26,3 kg
Afmetingen (B X H X D)	41,9 x 69,9 x 36,8 cm
Flowinstelling	2-10 L /min
Zuurstofconcentratie	2-9 L/min: 92% ±3; 10 L/min: 90% ± 3
Geluid	55 dba
Gemiddeld stroomverbruik	590W
Alarm bij stroomuitval	Ja
Fabrikant	Chart

Standaardpakket → NewLife® Intensity, 10 L concentrator
→ Gebruikershandleiding



Image(s) Copyright 2016
Chart Industries, Inc.
Used with permission,
all rights reserved.

Linde Healthcare Benelux

Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31.40.2825858, Fax +31.40.2816875, info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Voor België: Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen

Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828, info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be