

## Perfecto<sub>2</sub><sup>TM</sup> V. Stationaire zuurstofconcentrator.



### Stationaire concentrator

De Perfecto<sub>2</sub> V is een compacte, geluidsarme zuurstofconcentrator. De concentrator biedt een betrouwbare en efficiënte zuurstofafgifte tot 5 liter per minuut en is uitgerust met de Invacare® SensO<sub>2</sub>® zuurstofsensor.

### Eigenschappen

- Compact ontwerp.
- Betrouwbare zuurstoflevering.
- Continue flow 0,5 tot 5 liter per minuut.
- Gemakkelijk te verplaatsen door een in het midden aangebrachte handgreep.
- Stil (< 39,5 dBA).
- Eenvoudige bediening.
- Onderhoudsvriendelijk.

**Technische specificaties**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Gewicht                  | 18,1 kg               |
| Afmetingen (B x H x D)   | 38,1 x 58,4 x 30,5 cm |
| Flowsettings             | 0,5 - 5 L/min         |
| Zuurstofconcentratie     | 87% -95,6%            |
| Geluidsniveau            | 39,5 dBA              |
| Gemiddeld stroomverbruik | 320W @ 5L/min         |
| Alarmindicator           | Optisch en akoestisch |
| Alarm bij stroomuitval   | Ja                    |
| Fabrikant                | Invacare              |

**Standaardpakket**

- Perfecto<sub>2</sub> V, stationaire zuurstofconcentrator
- Gebruikershandleiding

**Linde Healthcare Benelux**

Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland

Tel. +31.40.2825858, Fax +31.40.2816875, [info.healthcare.nl@linde.com](mailto:info.healthcare.nl@linde.com), [www.linde-healthcare.nl](http://www.linde-healthcare.nl)

Voor België: Westvaardijk 185, 1850 Grimbergen, België

Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828, [info.healthcare.be@linde.com](mailto:info.healthcare.be@linde.com), [www.linde-healthcare.be](http://www.linde-healthcare.be)